

●● sueno pro S



- Tinnitus-Modul
- 9 Kanäle
- bis zu 4 Programme
- Rocker Switch (programmierbar)
- Batteriewarnton
- Einschaltverzögerung
- Data Logging
- wasserabweisende Beschichtung


Zubehör:

- Thin Tube System

Technische Daten

EN 60118-0:2015 (2 cm³ Kuppler) & **ANSI S3.22-2014** (2 cm³ Kuppler)

Betriebsspannung	1,30 V
Rauschpegel (RMS)	69 dB
Frequenzbereich	100 Hz–8000 Hz
Stromverbrauch	1,18 mA
Batteriegröße	312
Durchschn. Lebensdauer (Zink-Luft)	120 h



- 1 Multifunktions-Tasterwippe
- 2 Batteriefach/Ein-Aus Schalter
- 3 Batteriefachverriegelung

Standard



Programmierung

Kabel:	Kabel Set H oder I
Batterie:	ohne Batterie
Progr.-Box:	HI-PRO/HI-PRO 2 HI-PRO USB NOAHlink
Software:	audifit 5.8



●● sueno pro S

Die Kurven wurden mit einem 2 cm³-Kuppler (EN 60318-5) gemäß EN 60118-0:2015 bei Standardeinstellung ermittelt.

Terzbandrauschen

