

Solutions for better hearing

u-sonic

# audifon u-sonic





## audifon Solutions for better hearing

Schmutz und Cerumen können die Funktion von Ohrstöcken, Minischläuchen und Gehörschutz beeinträchtigen und Ausfälle verursachen. Mit der audifon u-sonic wird dem entgegengewirkt: Kraftvoller Ultraschall mit 46 kHz sorgt bereits mit klarem Wasser für hygienische Sauberkeit. Die Bedienung ist denkbar einfach: Lediglich die Sensortaste drücken und den Rest erledigt die u-sonic vollautomatisch.

### Produktspezifikation

- Prozessorsteuerung aller Funktionen
- Effiziente Reinigung durch Power-Ultraschall
- Ultraschall Frequenz ca. 46 kHz
- Sensortaste 1x berühren für 6 Minuten Reinigung
- Sensortaste 3 Sekunden berühren für manuelle Abschaltung
- Automatische Abschaltung nach Reinigungsende
- Behälter 100 ml
- Kurzzeitbetrieb KB10
- Schutzklasse IP43
- Geräteklasse II

### Schaltnetzteil

- Netzteil 220–240 V, AC 50–60 Hz
- EU-Netzstecker mit 1,5 m Kabel
- Stromverbrauch  
max.: 25 W  
Stand-by: <250 mW

### Abmessungen

- L 100 mm x B 100 mm x H 84 mm

### Gewicht

- netto: 450 g

### Lieferumfang

- u-sonic, Stromkabel
- Reinigungstasche
- Bedienungsanleitung

### Herstellergarantie

2 Jahre ab Lieferung

### Vertrieb

audifon GmbH & Co. KG  
Werner-von-Siemens-Straße 2  
99625 Kölleda  
Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590  
Fax +49-3635-4056-589  
contact@audifon.com



Hersteller:  
flow-med GmbH · Silberstraße 4 · 71069 Sindelfingen · Deutschland  
Telefon +49-7031-6651-187 · info@flow-med.com · www.flow-med.de